

PA Journal

The screenshot shows the Plandent PA Journal software interface. The top menu bar includes options like 'Fil', 'Rediger', 'Vis', 'Udskrifter', 'Medie', 'Projekter', 'Aftaler', 'Funktioner', 'Tale', 'EDI Portalen', and 'Hjælp'. The main window displays a patient record for 'Gul' with a date of 17/2/2021. The central area is a detailed dental chart with columns for teeth 8+ through +8. Each column contains data for various clinical parameters: Poche (P), Margo gingiva (M), Fæstetab (F), Plak (P), Blødning (B), Pus (P), Løsning (L), Furkatur involvering (F), Negative papiller (N), and Mucogingivale grænse (M). The chart also includes a diagram of the teeth with color-coded areas. The bottom menu bar shows 'PA menu', 'Nulstil skema', 'Fuld/Mini reg.', 'Aut. diagnose', and 'Plak: 59% Blødning (BOP%): 23% Pus: 20%'. The status bar at the bottom indicates '17/2/2021 Bruger: NP Klient: 99 PC-navn: Klinik 3'.

PA layout

Det er vigtigt at finde et layout og registreringsmetode der passer til dig og dine daglige rutiner. Har du et makropanel vedr. PA registreringer, kan du med fordel vise dette i PA-Journalen. (Se separat vejledning for tilpasning af MakroKnapPanel) PA-Layoutet kan ændres på samme måde som kontinuationsjournalen og de øvrige journaler under F5. (Se separat vejledning for tilpasning af Journallayout) Opdateringen opretter 2 journallayout. PA-1 der minder om det "gamle" layout, og et nyt PA-2 som vist herunder.

This screenshot shows a close-up of the software interface, specifically the 'PA menu' and 'Nulstil skema' buttons. The interface also displays the 'Fuld/Mini reg.' and 'Aut. diagnose' buttons. The status bar at the bottom indicates '17/2/2021 Bruger: NP Klient: 99 PC-navn: Klinik 3'.

Tilpasning af layout

Opsætningen for det viste Layout i denne vejledning ser sådan ud...

Layoutopsætning

Layout: Layout 3: PA

Gendan en standard for det valgte layout

Gendan standard for alle layouts

Slet layout

Kopier den valgte

Indsæt den kopierede

Kopier layoutet til andre brugere

Oplysninger

Layoutnavn: PA

☒ Vis modulfaneblade ☐ Husk valgt makroknappanel

☒ Vis patientinformation ☐ Primært mediecenterlayout

☐ Vises ved patientsøgning ☒ Primært PA-registreringslayout

Ikke anvendte skærmelementer

Behandlingsplan
Indtastningsfelt til statusreg.
Journalanalyse
Journalkodebeskrivelse
Journalcontinuation
Makroknapper
Mediecenter (2 ikonrækker)

Placering i venstre side

PA datoer
PA hjælp

Placering i højre side

Tanddiagram

Flyt elementerne op og ned med Shift + pil op/ned.

Gem Fortryd

Visning i PA tanddiagrammet

Grafik ved tanddiagram vises som standard for alle PA typer
Selve tanddiagrammet kan justeres mht. visning af okklusalflader og hvordan tænderne vises

Visning

Overkæbe

- ☒ Facialt
- ☐ Okklusalt
- ☐ Oralt

Underkæbe

- ☒ Oralt
- ☐ Okklusalt
- ☐ Facialt

Andet

- ☐ Okklusalt vises som cirkler og ovaler
- ☒ Vis tekst

PA grafik

- ☒ Poche
- ☒ Margo gingiva
- ☒ Løsning
- ☒ Furkatur involvering
- ☒ Mucogingivale grænse
- ☒ Målelinier
- ☐ Blødningsmarkering
- ☒ Tandrodsrensningmarkering

PA-knap

- ☒ Vis alt (registrering)
- ☐ Vis kun pocher (kun visning)
- ☐ Vis kun fæstetab (kun visning)

OK Fortryd

Markering for tandrodsrensning (TR) vises som standard. Værdierne for hvornår markeringerne skal vises, kan justeres under "Trimninger".

For at justere trimningen gå til System -> Trimninger -> Bruger og System trimninger. I søgetekst kan man med fordel begynde at skrive søgeordet tandrodsrens

Alternativ kan man selv scrolle ned til overskriften Journal, hvor trimningerne kan findes

Journal		
Minimum pocheværdi for tandrodsrensningmarkering [1-14]	Globalt	5
Minimum fæstetabsværdi for tandrodsrensningmarkering [1-14]	Globalt	2
Krav om blødning og/eller pus for tandrodsrensningmarkering [B/P/B+P/B-P]	Globalt	B-P
Tandrodsrensningmarkering kræver poche, fæstetab og blødning/pus på samme sted [J/N]	Globalt	N
Antal PA-mål pr. tand/flade for blødning, plak og pus [1/3]		3

Her kan du angive om der skal være "blødning" (B), "pus" (P), "blødning OG pus" (B+P) eller "blødning ELLER pus" (B-P) til stede for at tandrodsrensningmarkering tegnes. Både denne, minimumspocheværdien og minimumsfæstetabsværdien (se foregående trimninger) skal være opfyldt.

Øvrige funktioner

Makro viser de makroer der, under vedligeholdelse af makroer, er valgt til at skulle vises på denne knap

Visning som er omtalt på side 3



Status skifter mellem visning af tanddiagram og pocheregistrering

Fj. Markering fjerner evt. markeringer fra en tand, fremkommet

ved at klikke på tanden. Virker kun hvis okklusalfladen er vist.

Prognoseskema kalder registrering af tændernes prognoser. Prognose

registreres med farverne grøn, gul eller rød. Der kan angives diagnoser/tekst for hver tand. Hver registrering gemmes på dato. Vinduet kan være åbent samtidig med øvrige registrering, også i kontinuationsjournalen.




PA menu kalder en menu hvor der kan vælges mellem "opsætning af registreringer og sletning af registreringer for dags dato



Fuld/Mini reg. ændre PA skemaet så der enten laves en fuld registrering eller en mini registrering.

Nulstil skema fjerner de automatiske overførte PA registreringer fra sidste gang der blev PA registreret

Aut. Diagnose åbner et nyt vindue med automatisk PA diagnoser, som kan overføres til journalen.



Symbolet TR for tandrodsmarkering kan fjernes fra Tandstatusbilledet ved at fjerne "flueben" som vist her. Makroen "Tandrodsrensning" der kalder journalkode (her TD3) der igen kalder ydelsen Tandrodsrensningsmarkeringen fjernes, hvis der 1) for en patient 18-25/over 25 kaldes en ydelse med sygesikringskode 1431 2) for en patient under 18 kaldes en ydelse med sygesikringskode 222 3) for en omsorgspatient kaldes en ydelse med sygesikringskode 787, 788, 789



Ønsker man at andre makroer/journalkoder skal fjerne markeringen TR, skal journalkoden have markeringen for dette.

Indtastning/registrering

8+

Pocher	1 3 2
Margo gingiva	1 3 2
Fæstetab	2 6 4
Plak	● ○ ●
Blødning	● ○ ●
Pus	● ● ○

Du skal tage stilling til om du vil lade systemet fortage beregninger på enten Poche, Margo eller Fæstetab.

Klik på **hængelåsen** ud for det mål der skal beregnes af systemet. Systemet huser dit valgt fra gang til gang.

I dette eksempel beregnes Fæstetabet når Poche og Margo er tastet.

Placer markøren i det første felt og tast målene. Ønskes en "positiv" værdi f.eks. ved Margo, trykkes først på +(plus) tasten. De positive tal skrives med blå.

8+

Pocher	1 3 2
Margo gingiva	4 3 3
Fæstetab	0 0 0
Plak	● ○ ●

PA hjælp

Poche

Tast 0-9 for 0-9 mm og tast . (punktum) efterfulgt af 0-4 for 10-14 mm. Alternativt a-e for 10-14mm.
Klik på hængelåsen for at beregne poche automatisk.

Brug * eller mellemrum for at fjerne en markering.


Vinduet PA hjælp viser mulighederne for de enkelte registreringstyper

Er det tale om "sundt tandkød" hvor Margo gingiva ligger over emajlelement grænsen og pocherne er tilsvarende dybde, kan man trykke på tasten Caps Lock. Der optræder nu 2 markører, og både Poche og Margo udfyldes samtidig. Tastes værdien 2, bliver Pochen registreret med en dybde på 2, mens Margo får værdien +2


8+

Pocher	2 2 2
Margo gingiva	2 2 2
Fæstetab	0 0 0
Plak	● ● ●

Rækkefølge for indtastning




Retning og rækkefølge for indtastning af de forskellige mål, vælges under **PA Menu** -> **PA Opsætning**. Derefter vises nedenstående, hvor der kan vælges forskellige retninger og rækkefølger.



Her registreres første 3 Pochemål for alle tænder, både facialt og oralt, og derefter målene for Margo.

Der kan vælges imellem 6 forskellige retninger

Kan kombineres med registrering af facialt og lingualt inden der springes videre til næste tand




PA-opsætning

Vælg registreringsmetode

- ☐ Et PA-mål ad gangen. Vandret registrering.
- ☒ Alle PA-mål en tand ad gangen. Vandret registrering.
- ☐ Poche, Margo Gingiva og Fæstetab. Derefter øvrige PA-mål en tand ad gangen. Vandret registrering.
- ☐ Poche, Margo Gingiva og Fæstetab. Derefter øvrige PA-mål en tand ad gangen. Lodret registrering.
- ☐ Poche, Margo Gingiva, Fæstetab, Plak, Blødning og Pus. Derefter øvrige PA-mål en tand ad gangen. Lodret registrering.

☐ Mål både facialt og lingualt inden skift til næste tand

Registreringsretning



Her registreres PA mål for den enkelte tand. Først 3 Pocher, så 3 mål for Margo/Fæstetab.

Derefter Plan, Blødning, Pus, Løsning, Fukatur, Papiller, Mucogingival grænse.


PA-opsætning

Vælg registreringsmetode

- ☐ Et PA-mål ad gangen. Vandret registrering.
- ☐ Alle PA-mål en tand ad gangen. Vandret registrering.
- ☒ Poche, Margo Gingiva og Fæstetab. Derefter øvrige PA-mål en tand ad gangen. Vandret registrering.
- ☐ Poche, Margo Gingiva og Fæstetab. Derefter øvrige PA-mål en tand ad gangen. Lodret registrering.
- ☐ Poche, Margo Gingiva, Fæstetab, Plak, Blødning og Pus. Derefter øvrige PA-mål en tand ad gangen. Lodret registrering.

☐ Mål både facialt og lingualt inden skift til næste tand

Registreringsretning



OK Fortryd

Her registreres vandret 3 Pocher, så 3 mål for Margo/Fæstetab. Derefter springes videre til næste tand..... Derefter måles for en tand af gangen Plak, Blødning, Pus, Løsning, Fukatur, Papiller, Mucogingival grænse.

PA-opsætning

Vælg registreringsmetode

- ☐ Et PA-mål ad gangen. Vandret registrering.
- ☐ Alle PA-mål en tand ad gangen. Vandret registrering.
- ☐ Poche, Margo Gingiva og Fæstetab. Derefter øvrige PA-mål en tand ad gangen. Vandret registrering.
- ☒ Poche, Margo Gingiva og Fæstetab. Derefter øvrige PA-mål en tand ad gangen. Lodret registrering.
- ☐ Poche, Margo Gingiva, Fæstetab, Plak, Blødning og Pus. Derefter øvrige PA-mål en tand ad gangen. Lodret registrering.

☐ Mål både facialt og lingualt inden skift til næste tand

Registreringsretning

Her registreres lodret Poche og Margo/Fæstetab Poche og Margo/Fæstetab Derefter springes videre til næste tand..... Derefter måles for en tand af gangen Plak, Blødning, Pus, Løsning, Fukatur, Papiller, Mucogingival grænse.

PA-opsætning

Vælg registreringsmetode

- ☐ Et PA-mål ad gangen. Vandret registrering.
- ☐ Alle PA-mål en tand ad gangen. Vandret registrering.
- ☐ Poche, Margo Gingiva og Fæstetab. Derefter øvrige PA-mål en tand ad gangen. Vandret registrering.
- ☐ Poche, Margo Gingiva og Fæstetab. Derefter øvrige PA-mål en tand ad gangen. Lodret registrering.
- ☒ Poche, Margo Gingiva, Fæstetab, Plak, Blødning og Pus. Derefter øvrige PA-mål en tand ad gangen. Lodret registrering.

☐ Mål både facialt og lingualt inden skift til næste tand

Registreringsretning

OK Fortryd

Her registreres lodret Poche og Margo/Fæstetab samt Plak, Blødning, Pus Poche og Margo/Fæstetab, Plak, Blødning, Pus Derefter springes videre til næste tand..... Derefter måles for en tand af gangen, Løsning, Fukatur, Papiller, Mucogingival grænse.

Kan kombineres med registrering af facialt og lingualt inden der springes videre til næste tand.

Sammenligning af registreringer

Klik på den første dato og hold Ctrl-tasten nede og klik på den dato der skal sammenlignes med. PA billedet skifter automatisk til Historik.

Ved at klikke på én dato (uden Ctrl) vender systemet tilbage til "normal" visning.


Den nyeste registrering, af de to der markeres, vil altid stå øverst og være markeret med **RØD**. Dato er angivet oven over målene.

The screenshot displays the Plandent DentalSuite interface. On the left, a list of dates is shown, with 25/6/2019 (NP) and 25/3/2019 (SS) selected. The main area shows two sets of data tables for comparison. The top set, for 25/6/2019, is highlighted with a red border. The bottom set, for 25/3/2019, is shown below it. Each set includes a table for 'Pocher' (Pockets) and 'Margo gingiva' (Gingival Margin). The 3D model of the tooth shows the gingival margin with a green line. The bottom status bar indicates 'Plak: 100%/100% Blødning (BOP%): 100%/100% Pus: 49%/49%'.

Ved at klikke på én dato (uden Ctrl-tasten nede) vender systemet tilbage til "normal" visning.


Udskrift

PA journal udskrives i samme menu som kontinuationsjournalen



Marker de ønskede punkter, man gerne vil have med i sin PA journal

Prognoseskema udskrives ved at markere her



PA-mål pr. 26/2/2020

	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
Pocher	4	5	4	3	5	4	1	3	5	2	1	5	2	1		
Kargo gingiva																
Fæstetab																
Plak																
Blødning																
Pus																
Læsnings																
Perikard involvering																
Negative papiller																
Mucogingivale grænse																

	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
Pocher																
Kargo gingiva																
Fæstetab																
Plak																
Blødning																
Pus																
Perikard involvering																

Pocher

FACIALT	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
11/5/1992	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	500	***	***
25/3/2019	687	846	548	468	794	783	214	986	513	216	546	843	134	684	531	318
25/9/2019	894	511	818	946	518	989	848	948	465	184	896	165	894	616	516	849
26/2/2020	*45	435	413	521	521	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

ORALT	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
11/5/1992	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	500	***	***
25/3/2019	684	687	984	654	613	203	546	843	521	035	768	132	187	468	516	548
25/9/2019	816	519	889	465	168	946	519	819	819	848	946	516	849	846	545	619
26/2/2020	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Tandprognoseskema pr. 17/2/2021

8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+
8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-

Håbløs Sikker
 Tvivlsom Ikke vurderet