


Nyheder i DentalSuite Nexta 1.42 19.03 2023

Denne opdatering indeholder aftalebaren.

Tilgå aftalebaren.....	2
<i>Første gang du tilgår aftalebaren</i>	<i>4</i>
Tilføj og fjern aftalebarer.....	5
<i>Tilføj</i>	<i>5</i>
<i>Fjern</i>	<i>6</i>
Hvad vises	6
<i>Overlappende aftaler</i>	<i>6</i>
<i>Behandlerrelaterede aftaler.....</i>	<i>6</i>
<i>Huller i kalenderen</i>	<i>7</i>
Funktioner på aftaler i aftalebaren	7

Tilgå aftalebaren


Aftalebaren tilgås via den nye kvik menu, som er placeret nederst i højre hjørne.



Når der klikkes på denne menu, får du mulighed for at vælge "Aftale bar".




Klikkes der på "Aftale bar" vises aftale baren til venstre for menuen.



Aftalebaren kan nu åbnes og lukkes ved at vælge "Aftale bar" i menuen.

Som bruger har du mulighed for at fastgøre aftalebaren, så du har lettere adgang til at åbne og lukke aftalebare.

Fra menuen, vælges nål ikonet, hvorved aftalebaren vil blive fastgjort ved siden af menuen.



Aftalebaren vil nu kunne åbnes og lukkes, ved at klikke på kalenderknappen.

Company_R Patient4545 One 150868-0003 54 år, 7 måneder Journalnummer 2

Overblik Anamnese På diagram

23/03 2023

8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ 9+ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10

Devrigestatus

Under frem... Ikke frem... Frembrudt... Aplasi(Graf...
Retineret(G... Semiretiner... Fissurforsø... Ekstra(Graf...
Efterladt ro... Hemisektio... Rodspidsbe... Rodspidsa...
Trauma(Gr... Fyldning(13...

Kontinuation Behandlingsplan Tandstatus

23/03 2023 1 BW venstre side

Tænder og flader Behandler Beskrivelse

RLV 1 BW venstre side

20/03 2023 SMS sendt; Email sendt; 1JC - SR +3

15/03 2023 Email sendt; SMS sendt

08/02 2023 1JC - recall; 1JC - test 1+

07/02 2023 SMS sendt; Email sendt; SMS sendt; Email sendt; SMS sendt; SMS sendt

29/11 2022 Email sendt; SMS sendt; Email sendt; SMS sendt

27/11 2022 701 blanket; Email sendt; Email sendt; SMS sendt; SMS sendt

02/11 2022 Behandlingsplan 1JC - graph - surface +5; 1JC - graph - surface +5

13/10 2022 1JC - bridge +1; +2; +3; 1JC - bridge +6; +7; 1JC - once a day

Company_R Patient4545 One 150868-0003 54 år, 7 måneder Journalnummer 2

Overblik Anamnese På diagram

23/03 2023

8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ 9+ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10

Devrigestatus

Under frem... Ikke frem... Frembrudt... Aplasi(Graf...
Retineret(G... Semiretiner... Fissurforsø... Ekstra(Graf...
Efterladt ro... Hemisektio... Rodspidsbe... Rodspidsa...
Trauma(Gr... Fyldning(13...

Kontinuation Behandlingsplan Tandstatus

23/03 2023 1 BW venstre side

Tænder og flader Behandler Beskrivelse

RLV 1 BW venstre side

20/03 2023 SMS sendt; Email sendt; 1JC - SR +3

15/03 2023 Email sendt; SMS sendt

08/02 2023 1JC - recall; 1JC - test 1+

07/02 2023 SMS sendt; Email sendt; SMS sendt; Email sendt; SMS sendt; SMS sendt

29/11 2022 Email sendt; SMS sendt; Email sendt; SMS sendt

27/11 2022 701 blanket; Email sendt; Email sendt; SMS sendt; SMS sendt

02/11 2022 Behandlingsplan 1JC - graph - surface +5; 1JC - graph - surface +5

RLV Mille Andersen, 10:30 But Patient, 11:30 Test Tourist, 12:30 Patient Recall, 13:30

Første gang du tilgår aftalebaren

Første gang du som bruger tilgår aftalebaren, vil aftalebaren ligge i menuen og den viste aftalebar vil afhænge af om brugeren har en kalender eller ej.

Aftalebaren vil blive vist for den bruger som er logget ind i systemet, men aftalebaren vil være tom, hvis brugeren ikke har en aftalekalender. Dette vil fx være aktuelt for receptionister. En tom aftalebar vises således:




For at angive en behandler til aftalebaren, klikkes der på cirklen og en liste af behandlere med aftalekalender fremgår.



Brugeren kan nu vælge den ønskede behandler ved at klikke på initialet.



Aftalebaren vil nu blive vist for den valgte behandler.




Tilføj og fjern aftalebarer


Alle de valg der foretages vedr. aftalebaren for den enkelte bruger, vil blive husket, så hvis brugeren tilgår Nexta fra en anden computer, vil aftalebaren for den/de behandlere, som brugeren har opsat denne til vises. Valg vedr. aftalebaren vil blive gemt for den enkelte bruger.

Tilføj

Som bruger kan du tilføje alle de aftalebarer, du måtte ønske. En aftalebar tilføjes ved at klikke på cirklen og listen med behandlere, vil blive vist. Listen vil kun indeholde de behandlere hvor aftalebaren endnu ikke er vist.




Ved at klikke på behandler plus ikonet, tilføjes kalenderen for den aktuelle behandler.



Fjern

En aftalebar kan altid fjernes ved at klikke på krydset og den pågældende aftalebar vil blive lukket.



Hvad vises


Aftalebaren viser de enkelte aftaler for en behandler for en given dag, men den vil kun kunne vise aftaler for 4 timer ad gangen.

Ønskes der at se aftaler senere eller tidligere på dagen, kan der rykkes på tiden i aftalebaren, ved at markere aftalebaren og flytte mod højre eller venstre. Når man som bruger har rykket på aftalebaren, har du mulighed for at nulstille og vende tilbage til aktuel tid, ved at trykke på "nulstil"




Overlappende aftaler


Aftaleplanen kan vise overlappende tider. Er der 2 overlappende tider vises begge aftaler.



Er der mere end 2 overlappende tider, vises disse under 1 men med visning af hvor mange overlappende aftaler der ligger i det givende tidsrum.




De enkelte aftaler vil her kunne ses ved at holde musen over den samlede aftale.



Behandlerrelaterede aftaler

Aftalebaren vil vise behandlerrelaterede aftaler, men behandlerrelaterede aftaler vil træde i baggrunden for patientrelaterede aftaler.

Når der er overlap mellem behandlerrelaterede aftaler og patientrelaterede aftaler vil patientaftalen ligge øverst.




Fylder patientaftalen hele tiden, så vil den behandlerrelateret aftale blot kunne anes under patientaftalen.



Huller i kalenderen

Aftalebaren vil vise eventuelle huller i kalenderen.



Ved at holde musen over hullet, vil brugeren kunne se hvor lang tid der er hul i kalenderen.



Funktioner på aftaler i aftalebaren

Den enkelte aftale i kalenderen, indeholder en række funktioner. Disse funktioner kan tilgås ved at klikke på de tre prikker.

